

Technische Daten ImageMaster® HR TempControl

	ImageMaster® HR TempControl
Temperaturbereich	Standard: -10°C ... 100°C Upgrade: -40°C ... 120°C
Max. außeraxialer Winkel	±70°
Max. Bildhöhe	±25 mm
Minimale Brennweite (EFL) des Prüflings	2,5 mm
Azimutbereich	Nicht rotierbar
Wellenlänge	VIS: 450 nm ... 750 nm MWIR: 3 µm ... 5 µm

Anmerkung: Vakuum-geeigneter Prüfling ist erforderlich