

Technische Daten ImageMaster® Afocal

	ImageMaster® Afocal
Wellenlängenbereich	450 ... 750 nm
Freie Apertur	2 mm ... 110 mm (abhängig vom Kollimator)
Beleuchtungsquellen	Halogenlichtquelle / LED-Panel
Max. außeraxialer Objektwinkel	±15 °
Max. außeraxialer Bildwinkel	±90°
Vergrößerung	0,5x ... 60x
Genauigkeit (MTF auf der Achse und außeraxial)	± 0,02 MTF auf der Achse / ± 0,03 MTF außeraxial
Wiederholbarkeit (MTF auf der Achse und außeraxial)	± 0,01 MTF
Objektabstände	20 m ... ∞ für Parallax / 100 m ... ∞ für MTF
Abmessungen (H x B x T)	253 mm x 1.782 mm x 627 mm
Gewicht	ca. 185 kg
Typ	Tischgerät